

B-800

MICROSCOPIO

*B-800BF

(Campo claro)

Esta versión Incluye:

- Cabezal Trinocular con campo amplio 10/22mm
- Revolver Quintuple con objetivos
- IOS (Sistema óptico al infinito) PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (Todos los objetivos son tratados con un proceso anti-hongos)

- Platina mecánica estándar (ver el catálogo)

- 0.90 N.A. condensador; Tipo oscilante, con sistema de centrado

- Sistema de Iluminación X-LED3

Control de intensidad de luz mediante un mando en el lado izquierdo del marco.

LED de energía: 3,5 W (comparable a una bombilla halógena de 35W).

Temperatura de color: 6300K.

LED de vida media: **50.000 horas!!!**

Max. potencia requerida: 7W !!!!

EXCELENTE Microscopio para aplicaciones de rutina (Hematología, Citología y de investigación.)



MARCO TINTE INYECTADO, CONSTRUIDO EN BLOQUE DE ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA, CON ALTA ESTABILIDAD Y ERGONOMÍA, PARA LA OBSERVACIÓN DE LUZ TRANSMITIDA, DISEÑO ITALIANO, 100% CONSTRUIDO EN EUROPA.

